

Mise en service / Après avoir remis l'accumulateur dans le boîtier:

Appuyer une fois sur le bouton stop. Ensuite l'unité d'entraînement effectue une course d'initialisation et se dirige vers la partie inférieure de la glissière, reste là pendant quelques secondes et se dirige ensuite une courte distance vers le haut. Maintenant, le système est prêt à l'emploi. **ATTENTION: Lors de l'initialisation, tâchez de ne pas contrarier l'unité d'entraînement!**

Fonction des touches flèches:

- Appuyer une fois ↑ et le système se dirige vers le haut
- Appuyer une seconde fois ↑ pour arrêter le mouvement du système vers le haut
- Appuyer une fois ↓ et le système se dirige vers le bas
- Appuyer une seconde fois ↓ pour arrêter le mouvement du système vers le bas
- Appuyer une fois ⇐ et la brosse tourne à gauche
- Appuyer une seconde fois ⇐ pour arrêter la rotation de la brosse
- Appuyer une fois ⇒ et la brosse tourne à droite
- Appuyer une seconde fois ⇒ pour arrêter la rotation de la brosse

Fonction des touches à programmer:

Enregistrer un programme:

- Appuyer et tenir no. ① pendant 5 secondes, la lampe commence à clignoter, l'enregistrement du programme commence
- Composer un programme avec les boutons flèches ⇒ ↑
- Appuyer et tenir no. ① pendant 5 secondes, la lampe s'arrête de clignoter et le programme est enregistré

Dérouler un programme: Appuyer brièvement sur un des boutons à programmer. Le programme choisi commence.

Attention! Les composants suivants déclenchent une interruption d'enregistrement ou de déroulement du programme:

- Toucher le bouton stop
- Bloquer la brosse ou le réglage de hauteur du système (protection de surcharge)

Déclencher manuellement une course d'initialisation:

Appuyer et tenir le bouton stop pendant 5 secondes



Description détaillée dans "Montage et mode d'emploi" du système de douche supérieur Aglaja 07/2023.

Contact: +41 (0)33 438 34 32, info@aglaja.ch, www.aglaja.ch